

Comfort MASTER Knækile®

Brugervejledning



Når mobiliteten forringes....

Lav vægt

Fleksibel

Tryghed

Komfortabel

Aktivering

Visionær




The Original Scandinavian Human Handling System

... forbedrer vi livskvaliteten



Comfort MASTER Knækile

The Original Scandinavian Human Handling System



Produktbeskrivelse:

Comfort MASTER knækile består af en buet kile, som placeres under lårhals af sengeliggende. Bruger for at hindre nedglidning.

Knækilen anvendes til at låse bruger i seng, når hoveddelen eleveres, således at bruger ikke glider ned. Den placeres f.eks. under Master TURNER Glide- og vendelagen.

Maksimal bruger vægt 200 kg.

Derudover giver knækilen støtte og komfort under brugers knæ.

ADVARSEL

- Anvend aldrig et hjælpemiddel hvis det er defekt

Ansvar

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale:	Latexfri polyæthylen
Farve:	Rød
Vægt::	360 gr.



VASKEANVISNING

Comfort MASTER Knækile kan aftørres med klud med rengøringsmidler.

Produkterne kan også spritrenses med alle tilgængelige desinficeringsvæsker.



Master CARE
Højvænget 1
8330 Beder
Danmark



Tel. +45 86 93 85 85
Fax. +45 86 93 85 05
info@master-care.dk
www.master-care.dk