



GBUK Banana
Part of the GBUK Group

FloJac

Stabil og intuitiv luftassisteret
løfte- og evakueringspude.

Nyhed



Funktioner og fordele

- Let og intuitiv i brug.
- Kraftig kompressor - fuld oppuster på 48 sekunder.
- Let og kontrolleret sækning.
- Max. belastning 500 kg.
- Separat luftjusteret pude til overkrop og hoved.
- Løfter stabilt uden at bruger vipper fra side til side.
- 10 TPU håndtag og forstærket bund sikrer optimal håndtering.
- Kan bruges til CPR ved fuld oppustning.
- God løftehøjde.

Banana FloJac



Vare nr.	HMI	UDI-DI	Anvendelse	Produktnavn
B-FloKit-EU	138086	-	Luft assisteret løfte- og evakueringsudstyr inkl. pumpe og taske	Banana FloJac

Banana Flo SPU



B-FIO34	138080	05060405745512	SPU Luft assisteret overflytningmadras	Banana Flo SPU 86 cm
---------	--------	----------------	--	----------------------



B-FIO39	138084	05060405745536	SPU Luft assisteret overflytningmadras	Banana Flo SPU 99 cm
---------	--------	----------------	--	----------------------



B-FIO50	128085	05060405745659	SPU Luft assisteret overflytningsmadras	Banana Flo SPU 127 cm
---------	--------	----------------	---	-----------------------

Tilbehør



MC 004-1012	129464	5744001972649	Liggende overflytning	Master Glide Transfer - L L 120 x B 60 x 0,5 cm
-------------	--------	---------------	-----------------------	--



MC 002-1269	117518	5744001971925	Liggende overflytning, positionering og vending	Super Glide ECO - Open. 100 stk. L 100 x B 124 cm
-------------	--------	---------------	---	--



MC 001-1204	34303	5744001970246	Forflytning -og positionering	Nylon Master Open - L L 100 x B 160 cm
-------------	-------	---------------	-------------------------------	---



MC 001-8045	133646	5744001974117	Lejring og stabilisering	Master Comfort Lejringskiler - XS
-------------	--------	---------------	--------------------------	-----------------------------------

Åbning til luftslange i begge hjørner.



- Anti-statisk og anti-mikrobiel belægning.
- Latexfri.
- SPU (Single Patient Use)
- Sømmene er dobbeltsyede (ikke varmemeforseglede) og relsespunkterne er forstærkede.
- Fås i 86, 99 og 127 cm bredde.
- Max. belastning 453 kg.
- Øget patientkomfort og reduceret patientangst ved forflytninger.
- Hjælp med at reducere personaleskader (MSD'er) og ninger til arbejderkompensation.
- Kompatibel med røntgen og MR.



Banana Flojac Kit



master-care.dk

master care A/S
Sofienlystvej 3, 8340 Malling

Tel. 86 93 85 85
info@master-care.dk

