

Human Handling System

Comfort Care 2024



Lejring, positionering -
og forebyggelse.

CE MDR (EU) 2017-745



Version 20240104 V3MC





	Side
Dansk udviklet koncept	1
Fyld	2
Råvarer af bedste kvalitet	3
Forebygger trykskader	4
Låser mod alle underlag	5
Beskyttelsesbetræk	6
Master Comfor Lejringspuder	7
Master Comfort Armpude	8
Master Comfort Cylinderpuder	9
Master Comfort Heel	10
Master Comfort Heel	11
Master Comfort Lejringskiler	12
Master Comfort Rygekiler	13
Master Comfort Lejrings- og Støttekiler	14
Giwik Forebyggende Lejringspuder	15

VI HAR ALLE VERKTØJERNE OG DEN VIDEN DU BEHØVER

100 % dansk ejet virksomhed

master care A/S er en 100 % dansk ejet virksomhed, som fremstiller danskudviklede produkter. Vi kan i år fejre 40 år som de førende aktiverings- og forflytningsspecialister på det danske marked.

Kompetente fagkyndige konsulenter

Med vores fagkyndige team af ergo- og fysioterapeuter, besidder vi en af Danmarks stærkeste konsulentgrupper indenfor vores fagområde.

Bredere sortiment

Vi vækster markant og har i år glæden af at præsentere en buket nye egenudviklede, samt forhandlede produkter og kan således tilbyde et endnu bredere sortiment.

Fremstilling i EU

Vores forflytningskoncept er karakteriseret ved unikke tekniske løsninger. Vi lægger vægt på bæredygtighed, kvalitet og har en solid erfaring med produktion udelukkende i Danmark og EU. Vi tilstræber konstant at være den absolut førende udbyder af enkle, visionære og unikke hjælpemidler.



Vidar Geitheim, CEO

MDR (EU) 2017-745

Alle vore produkter fremstilles i tråd med MDR forordningen og har fået tildelt UDI-DI numre.

Vores produkter er underlagt Lægemiddelstyrelsen, hvor der føres skarp kontrol med at vi lever op til standarder for sikker mærkning, brugervejledninger, risikoanalyse mm.






DANSK UDVIKLET KONCEPT

Master Comfort serien er udviklet i tæt samarbejde med højt kvalificerede fagpersoner. Konceptet består af hjælpemidler til lejring og positionering, samt af tryksårsforebyggende produkter.



Vi arbejder med 3 varianter af fyld i vores puder og kiler



RÅVARER AF BEDSTE KVALITET

Vi vælger kun den bedste kvalitet i alle vores hjælpemidler, så vi sikrer, at vores produkter til enhver tid lever op til de forventninger vores kunder har.

De Originale Krøyerkugler:

- Bibeholder deres masse og trykkes ikke flade
- Giver optimal støtte og trykfordeling
- Optimale tilpasningsegenskaber
- Udligner tryk og forebygger skader mod trykpunkter

Rygkiler der giver støtte uden at give trykskader



- Har fast kerne for stabilitet.
- Belagt med memory skum yderst.
- Optimal tilpasning.
- Forebygger trykskader mod krop og væv.
- Føles ikke hård mod kroppen.

Ryg- og Lejringskiler ligger fast på alle underlag



- Anti-Skrid belagt underside.
- Ligger stabilt mod ethvert underlag.
- Gælder også mod glidedelen på Master Turner Madrascovers.



Master Comfort Lejringspude Cover - det hygiejniske fokus



- Elastisk materiale med tilpassende egenskaber.
- Åndbar og flammehæmmende overflade.
- Kan vaskes ved 80 °C.
- Rengøres med alkoholdholdige desinficeringsblandinger.

Nye betræk i bomuld



- Bløde og åndbare betræk.
- Nemme at påføre og tage af.
- Elastisk materiale i blød og behagelig bomuld, polyester, elasthanblanding af 62 % recycled bomuld.
- Kan vaskes ved 40 °C.

Master Comfort Lejringspuder



Master Comfort Lejringspude - XS
MC 001-8015
HMI: 71193
UDI-DI: 574400971437
L 50 x B 20 x H 10 cm



Master Comfort Lejringspude
Cover - XS
MC 001-8014
HMI-137066
UDI/DI: 5744001974520
L 50 x B 20 x 10 cm



Lille Lejringspude som er fantastisk til aflastning og lejrning af fx den paretiske hånd. Giver en optimal støtte, tillader bevægelighed, men tilpasser sig perfekt til kropsformen og optimerer trykfordeling. Giver også en optimal og stabil understøttelse af fx ben eller fødder under lejrning.



De Originale Krøyer kugler



Master Comfort Lejringspuder



Giver en optimal støtte, tillader bevægelighed, men tilpasser sig perfekt til kropsformen og optimerer trykfordeling. De kan bruges fx som stabil understøttelse af ben eller i ryggen under sideleje eller alternativt til lejrning af fødder siddende i sengen.

Master Comfort Lejringspude - S
MC 001-8019
HMI: 50150
UDI-DI: 574400971468
L 70 x B 20 x H 40 cm



MC 001-8022 Master Comfort
Lejringspude Cover - S til MC
001-8019
HMI: 137076
UDI-DI: 5744001974537



Master Comfort Lejringspude - M
MC 001-8020
HMI: 45939
UDI-DI: 574400971745
L 50 x B 30 x H 40 cm



MC 001-8023 Master Comfort
Lejringspude Cover - M til MC
001-8020
HMI: 137080
UDI-DI: 5744001974544



Master Comfort Lejringspude - L
MC 001-8021
HMI: 50151
UDI-DI: 574400971482
L 70 x B 40 x H 40 cm



MC 001-8024 Master Comfort
Lejringspude Cover - L til MC
001-8021
HMI: 137081
UDI-DI: 5744001974551



MC 001-8098 Master Comfort
Lejringspude Cover til :
MC 001-8019
MC 001-8020
MC 001-8021
HMI: 49827
UDI-DI: 5744001971703
Størrelse: One Size




De Originale Krøyer kugler

Master Comfort Armpude



Armpuden giver en optimal støtte, tillader bevægelighed, tilpasser sig perfekt til kropsformen og optimerer trykfordeling. Den dråbeformede pude monteres med burrebånd, så den ikke falder på gulvet. Med ægte Krøyerkugler.



De Originale
Krøyer kugler

Master Comfort Armpude - M
MC 001-8018
HMI: 134201
UDI-DI: 5744001974254
Størrelse: L 70 x B 19-27 x H 8 cm



MC 001-8012 Master Comfort
Armpude Cover - M til
MC 001-8018
HMI: 137078
UDI-DI: 5744001974674



Master Comfor Armpude - L
MC 001-8017
HMI: 71683
UDI-DI: 5744001971451
Størrelse: L 89 x B 36 x H 10 cm



MC 001-8013 Master Comfort
Armpude Cover - L
til MC 001-8017
HMI: 137079
UDI-DI: 5744001974681



Master Comfort Cylinderpuder



Cylinderpuden giver en optimal støtte, tillader bevægelighed, men tilpasser sig perfekt til kropsformen og optimerer trykfordeling. Flexibel pude til fx. lejring af nakke, hånd, ben og albue. Som aflastning i siddende og liggende stillinger.

Master Comfort Cylinderpude - S
MC 001-8025
HMI: 45942
UDI-DI: 5744001971499
Størrelse: L 30 x Ø 15 cm



Master Comfort Cylinderpude - M
MC 001-8080
HMI: 36384
UDI-DI: 5744001971697
Størrelse: L 50 x Ø 15 cm



Master Comfort Cylinderpude - L
MC 001-8030
HMI: 45943
UDI-DI: 5744001971505
Størrelse: L 100 x Ø 15 cm



De Originale
Krøyer kugler

Master Comfort Heel



De nye hælepuder der aflaster hæle under et eller begge ben i både maveliggende, på siden og på ryg. Full aflastning ved placering med stor pølle ved hæl , hvorimod hæl let berøre lagenet ved placering med lille pølle ved hæl.
Findes i 2 størrelser.



De Originale
Krøyer kugler

Master Comfort Heel - S
MC 001-8090
HMI: 136638
UDI-DI: 5744001974780
L 65 x B 40 cm



Master Comfort Heel
Cover- S til MC 001-8090
MC 001-8091
HMI: 136858
UDI-DI: 5744001974803



Master Comfort Heel - L
MC 001-8095
HMI: 136639
UDI-DI: 5744001974797
L 65 x B 70 cm



Master Comfort Heel
Cover - L til MC 001-8095
MC 001-8096
HMI: 136859
UDI-DI: 5744001974810



Master Comfort Sleep



Lejringspude med Krøyerkugler i fuld kropslængde med indbygget hovedpude, der giver optimal stabilitet.

Kan placeres enten foran eller bag kroppen i sideleje eller som U-pude under hovedet og langs kroppens sider i rygleje. Blødt cover kan tilkøbes.

Master Comfort Sleep
MC 001-8085
HMI: 136598
UDI-DI: 5744001974650
L 200 x B 50 cm



Master Comfort Sleep -
Cover til MC 001-8085
MC 001-8086
HMI: 136637
UDI-DI: 5744001974667
L 200 x B 50 cm



De Originale
Krøyer kugler

Master Comfort Lejringskiler



Lejringskiler der giver optimal støtte og optimerer trykfordeling. Lejringskilen er i trykafastende skum, der former sig efter kroppen og er ideel som fx. støtte foran mave, bag ryg, i siderne eller for at hindre bruger i at glide ned i sengen mm. Findes i 4 forskellige størrelser.

Master Comfort Lejringskile - S
MC 001-8035
HMI: 102744
UDI-DI: 5744001971512
Størrelse: L 30 x B 25 x H 14 cm




MC 001-8043 Master Comfort
Lejringskile Cover - S til MC
001-8040
HMI: 137071
UDI-DI: 5744001974599



Master Comfort Lejringskile - M
MC 001-8050
HMI: 34331
UDI-DI: 5744001971574
Størrelse: L 43 x B 25 x H 14 cm



MC 001-8053 Master Comfort
Lejringskile Cover - M til MC
001-8050
HMI:137072
UDI-DI: 5744001974605



Master Comfort Lejringskile - L
MC 001-8060
HMI: 36383
UDI-DI: 5744001971604
Størrelse: L 60 x B 25 x H 14 cm



MC 001-8063 Master Comfort
Lejringskile Cover - L til MC
001-8060
HMI: 137073
UDI-DI: 5744001974612




Viskoelastisk
memory skum.

Master Comfort Rygkiler



Rygkilerne giver en optimal støtte, tillader bevægelighed og tilpasser sig perfekt. Opbygningen gør at den ikke kan trykkes flad. Anvendes til fx. at støtte brugers ryg i sideleje, under albuer i siddende eller understøttelse af knæ i liggende mm.



Koldskumskerne
belagt med viskoelastisk
memory skum.



Master Comfort Rygkile - Kort
MC 001-8070
HMI: 28035
UDI-DI: 5744001971635
Størrelse: L 30 x D 30 x H 25 cm



MC 001-8073 Master Comfort
Rygkile Cover - Kort til MC
001-8070
HMI: 137074
UDI-DI: 5744001974629



Master Comfort Rygkile - L
MC 001-8075
HMI:28036
UDI-DI:5744001971666
Størrelse: L 60 x D 30 x H 25 cm



MC 001-8078 Master Comfort
Rygkile Cover - Lang til MC
001-8075
HMI: 137075
UDI-DI: 5744001974636



Master Comfort Lejringskiler - XS



Særligt velegnede til placering under brugers bækken for at stabilisere siddestillingen, så bruger ikke glider ned i seng. Kilerne giver optimal støtte og siddekomfort, da de tilpasser sig perfekt til kropformen. Kan bruges i både seng og kørestol.



Viskoelastisk
memory skum.

Master Comfort Lejringskiler - XS
Sæt med 2 stk.
MC 001-8040
HMI: 36382
UDI-DI: 5744001971543
L 40 x D 15 x H 5 cm



Master Comfort Lejringskiler
Svejset - XS
Sæt med 2 stk.
Art nr. MC 001-8045
HMI: 133646
UDI-DI: 5744001974117
L 40 x B 15 x H 5 cm



Forebyggende puder for comfort og velvære.

Giwik Serien



Giwik
- FOR ALLE



Knæpude: Beskytter knæ liggende i sengen eller siddende i kørestolen.

Trykafastede Knæpude
GW 2004
HMI:



Ankelpude: En unik ankel beskytter som ikke falder af, når man sover, bevæger sig eller går på WC.

Trykafastende Ankelpude
GW 2002
HMI: 101623



Arm- og Hælpude: Forebygger tryk og blå mærker i både siddende og liggende stilling samtidig med at anti-skridundersiden holder foden på plads.

Arm- og Hælpude.
GW 2003
HMI: 101624



Albuepude: Beskytter albuen mod tryk fra kanten af bordpladen eller fra armlæn på fx kørestol.

Trykafastende Albuepude
GW 2000
HMI: 101621



Ergonomiske Hånd- og Armpude til krykker - fås både til børn og voksne.

Hånd- og Armpude til voksen krykker
GW 2010
HMI: 101476



Hånd- og Armpude til børne krykker
GW 2009
HMI: 101620



Trykafastende Håndpuder til rollator, kørestolsgreb eller genoptræningsmaskiner.

Trykafastende Håndpude til Rollatore/Kørestol
GW 2007
HMI: 103464



Forebyggelse



Øget velvære

Giwik
- FOR ALLE



The Original Nordic Human Handling Concept

Produktkvalitet
Funktionalitet
Livskvalitet



master group

www.master-care.dk

Master Care A/S
Sofienlystvej 3 | DK-8340 Malling | Danmark
Tel. +45 86 93 85 85