



Hilfsmittel für immobile Menschen



CE EU MDR (EU) 2017-745

MD
Class 1

MADE IN
EUROPE



Liebe Kunden,

herzlich willkommen in unserer Welt der Mobilität. Die Wahl der richtigen Hilfsmittel hat entscheidenden Einfluss auf die Autonomie der Benutzer. Wir möchten natürliche Bewegungsmuster ermöglichen, Sicherheit bieten und alltägliche Bewegungen und Ortswechsel erleichtern.

Wir bieten Beratung, Prüfungen, Lösungen und Schulungen und sind jederzeit für Sie da. Die Kontaktdaten unserer Berater finden Sie auf der Rückseite der Broschüre.

Master Care A/S ist ein rein dänisches Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Ergonomie und Bewegung. Unser Ziel ist die Marktführerschaft bei der Entwicklung, Herstellung und Einführung benutzerfreundlicher und einzigartiger Lösungen für Patientenbewegungen.

Umweltprofil

Umwelt und Nachhaltigkeit sind zentrale Werte von Master Care. In unserem Umweltprofil erklären wir, mit welchen Methoden und Verfahren Master Care arbeitet.

Das ursprüngliche Konzept

In den frühen Achtzigerjahren entwickelte und vertrieb ich in Skandinavien die ersten Gleitunterlagen. Außerdem entwickelte und optimierte ich Anfang der Neunzigerjahre den „Master Turner“, Europas erstes offenes Gleit- und Wendesystem. Seither verbessern wir die Produkte ständig im Einklang mit unseren Umwelt- und Nachhaltigkeitswerten.

Weniger Wärmeentwicklung im Liegen

Alle unsere Gleit- und Wendesysteme sind heute mit einem äußerst leichten, organischen Vliesstoff gepolstert. Dieser nimmt Feuchtigkeit optimal auf, wirkt Allergien entgegen und wird beim Liegen deutlich weniger warm als Vergleichsprodukte.



Vidar Geitheim
Geschäftsführer - Entwickler

**MADE IN
EUROPE**



This product has been developed and manufactured using raw materials and production in Europe.

Chose quality, save money, and protect the environment.



	Seite
Die fünf Gruppen	1-4
Dress Master	5
Nylon Master	6
Master Glide Flexi.....	7
Master Belt Multi	8
Master Leg Royal	9
Auto Slide	10
Master Turner	11-12
Master Comfort	13-16

Wie finde ich die beste Lösung?



Einteilung in fünf Mobilitäts-, Kognitions- und Gewichtsgruppen zur Wahl der Hilfsmittel.


Allgemeines

Im Tagesverlauf kann der Autonomiegrad eines Benutzers schwanken, und damit auch seine Eingruppierung. Der Autonomiegrad des Benutzers muss daher vor, während und nach einer Bewegung im Auge behalten und Bewegungsmethode, Hilfsmittel und die Anzahl der Helfer entsprechend angepasst werden.

Die Gewichtsgruppen dienen nur als Anhaltspunkte. Benutzer, die schwer auf der Matratze liegen oder verspannt sind, benötigen stärker unterstützende, reibungsärmere Hilfsmittel, etwa einen Master Turner.



Gruppe 1: Selbstständiger Benutzer



Der Benutzer bewegt sich selbstständig, mit oder ohne Hilfsmittel.

Nach mündlicher und/oder visueller Anleitung kann sich der Benutzer ohne weitere Hilfe selbst bewegen.

Benutzergruppe max. 250 kg.

Mögliche Hilfsmittel: Silk Master, Light Cover, Master Turner-S, Travel Master, Master Turner-S oder -M, Auto Slide, One Way Open, verschiedene Gleitbretter, Nylon Master Open und andere.



Gruppe 2: Nahezu selbstständiger Benutzer



Der Benutzer kann sich nach mündlicher Anleitung und nötigenfalls mit leichter körperlicher Unterstützung selbstständig bewegen.

Mit den erforderlichen Hilfsmitteln erfolgt die Bewegung ohne Verletzungsgefahr. Ohne Hilfsmittel besteht die Gefahr körperlicher Überlastung des Helfers und/oder Verletzungsgefahr beim Benutzer.

Benutzergruppe max. 250 kg. Erfordert max. einen Helfer.

Zu dieser Gruppe gehören alle Gewichtsgruppen, sofern der Helfer die Bewegung ohne körperliche Anstrengung unterstützen kann.

Mögliche Hilfsmittel: Silk Master, Master Turner-S oder -M, Gleitbrett, Light Turner, Auto Slide Back, One Way Open und andere.

Die fünf Gruppen



Gruppe 3: Weniger selbstständiger Benutzer



Der Benutzer kann die Bewegung nicht selbstständig ohne Hilfsmittel und moderate körperliche Unterstützung durch den Helfer bewerkstelligen.



Der Benutzer leistet einen körperlichen Beitrag zur Bewegung, die jedoch nur mit Unterstützung durch den Helfer gelingt. Die Bewegung erfordert neben einem oder zwei Helfern möglicherweise einen Lifter und andere mechanische Hilfsmittel. Die Bewegung kann ein gewisses Maß an Anleitung erfordern, aber der Benutzer versteht den Vorgang und hilft mit.



Benutzergruppe 40-120 kg

Erfordert oft einen oder zwei Helfer und möglicherweise Lifter und andere mechanische Hilfsmittel

Benutzergruppe 120-250 kg

Erfordert mindestens zwei Helfer. Die Verwendung von Liftern und sonstigen mechanischen Hilfsmitteln empfiehlt sich. Als Richtschnur erhöht sich die Anzahl der Helfer um eine Person je 50 kg Körpergewicht.



Mögliche Hilfsmittel:

Light Turner und Light Cover für leichtere Benutzer, Master Turner-M oder -L, Nylon Master Large, Vision Board-M oder -L, Keile und Kissen.

Mögliche Hilfsmittel:

Light Turner und Light Cover für leichtere Benutzer, Master Turner-M oder -L, Nylon Master Large, Master Heavy Leg, Vision Board-M oder -L, Keile und Kissen.



Gruppe 4: Unselbstständiger Benutzer



Der Benutzer kann sich nicht selbstständig bewegen, hilft aber je nach körperlichem und kognitivem Zustand bei der Bewegung etwas mit. Für die Bewegung ist möglicherweise ausführliche Anleitung erforderlich. Der Benutzer versteht die Bewegung und widersetzt sich nicht.



Die Bewegung erfordert möglicherweise zwei Helfer und/oder einen Lifter und andere mechanische Hilfsmittel. Zur Bewegung werden Hilfsmittel benötigt, womit der Helfer den Benutzer einbeziehen kann, ohne sich physisch (oder psychisch) zu überlasten.



Benutzergruppe 40-120 kg

Erfordert oft einen oder zwei Helfer. Die Verwendung von Liftern und sonstigen mechanischen Hilfsmitteln empfiehlt sich.

Benutzergruppe 120-250 kg

Erfordert mindestens zwei Helfer. Die Verwendung von Liftern und sonstigen mechanischen Hilfsmitteln empfiehlt sich.



Mögliche Hilfsmittel:

Light Turner und Light Cover für leichtere Benutzer (empfohlen max. 90 kg), Master Turner und Cover, Kissen und Keile und

Mögliche Hilfsmittel:

Master Turner Pro oder XL sowie Cover, Vision Board oder Master Board Heavy, Nylon Master Large, Keile und Kissen.



Gruppe 5: Unselbstständiger, minimal bewusster oder unwilliger Benutzer.



Der Benutzer kann sich körperlich nicht an der Bewegung beteiligen und benötigt ein Höchstmaß an Unterstützung. Der Benutzer liegt möglicherweise im Sterben oder er muss seine Kräfte etwa für einen Besuch schonen.



Die Bewegung kann zwei Helfer und möglicherweise einen Lifter und andere mechanische Hilfsmittel erfordern.

Der Benutzer kann nicht oder nur in geringem Umfang an der Bewegung mitwirken. Der Benutzer ist möglicherweise unruhig.



Benutzergruppe 40-100 kg

Erfordert oft einen oder zwei Helfer sowie Lifter und sonstige mechanische Hilfsmittel

Benutzergruppe 100-250 kg

Erfordert mindestens zwei Helfer. Die Verwendung von Liftern und sonstigen mechanischen Hilfsmitteln empfiehlt sich. Als Richtschnur erhöht sich die Anzahl der Helfer um eine Person je 50 kg Körpergewicht.



Mögliche Hilfsmittel:

Light Turner und Light Cover (empfohlen bis max. 90 kg). Master Turner L und Cover, Vision Board Large, Keile und Kissen.

Mögliche Hilfsmittel:

Master Turner Pro oder XL, Master Board Heavy, Nylon Master L, Master Heavy Leg, Keile und Kissen.

Dress Master

Zum Patent angemeldet (DPMA) 20 2023 105



▶ SCAN ME



Dress Master besteht aus einem Satz doppelt beschichteter, doppelagiger Gleitschläuche zum Anziehen von Hosen, Hemden, Jacken, Blusen und dergleichen.

Dress Master
Satz aus 2 Dress Master
Bestell-Nr. MC 001-0995
HMV-Nr.: beantragt, 02.40.01.0xxx
Maße: L 150 × B 37/29 cm



- Erübrigt das Anheben.
- Keine Reibung auf der Haut.
- Überraschend bequem für Benutzer und Helfer.



Nylon Master Open / Tube



Offene und röhrenförmige Gleitunterlagen aus orangem, nicht knisterndem Material mit einzigartiger Gleitfähigkeit.

- Gleitstoff aus orangem, speziell hergestelltem Ripstop-Nylon mit einzigartigen Gleiteigenschaften.
- Offenkantige Gleitunterlage aus nicht knisterndem Material mit unerreichter Gleitfähigkeit. Die Gleitunterlage kann in vielen Alltagssituationen verwendet werden.
- Röhrenförmige Gleitunterlage aus orangem, nicht knisterndem Material mit einzigartiger Gleitfähigkeit. Die Röhrenform gewährleistet, dass sich stets zwei Gleitbereiche unter dem Benutzer befinden.



Nylon Master Open-M
Bestell nr. MC 001-1203
Maße: L 80 × B 150 cm



Nylon Master Open-L
Bestell nr. MC 001-1204
Maße: L 100 × B 160 cm



Nylon Master Tube-M
Bestell nr. MC 001-1103
Maße: L 80 × B 80 cm



Nylon Master Tube-L
Bestell nr. MC 001-1104
Maße: L 100 × B 80 cm



Master Belt Multi



▶ SCAN ME



Master Belt wird um die Taille des Benutzers angebracht. Die Griffe sind ideal für Helfer zum Festhalten, während der Benutzer aufsteht oder sich setzt, geht oder sich im Sitzen bewegt. Der Gurt bietet

- Runde, ergonomische, leicht zu fassende Griffe.
- Bequeme Polsterung.
- Rutschfeste Innenseite verhindert Hochrutschen des Gurts.
- Sichere Fix-Lock-Verschlusschnalle

Master Belt Multi Velours-S
Bestell nr. MC 003-1120
HMV-Nr.: beantragt,
22.29.01.2xxx
Taillenumfang: 65–100 cm
Anzahl der Griffe: 5



Master Belt Multi Velours-M
Bestell nr. MC 003-1125
HMV-Nr.: beantragt,
22.29.01.2xxx
Taillenumfang: 90–100 cm
Anzahl der Griffe: 7



Master Belt Multi Velours-L
Bestell nr. MC 003-1126
HMV-Nr.: beantragt,
22.29.01.2xxx
Taillenumfang: 95–130 cm
Anzahl der Griffe: 9




Master Glide Flexi



Master Glide Flexi sind sehr leichte und flexible Gleitbretter. Sie haben stark reibungsmindernde Eigenschaften, die das Bewegen im Sitzen erleichtern und die Bewegungstrecke überbrücken.

- Kann an der Rückseite nach oben gebogen werden und die Räder des Rollstuhls abschirmen.
- Drei Griffe.
- Rutschfeste Unterseitenbeschichtung.
- Liegt stabil auf allen Oberflächen.



▶ SCAN ME



Max.
160 kg

Max: 5-20 cm


Master Glide Flexi-S
Bestell nr. MC 001-7000
HMV-Nr.: beantragt, 22.29.01.3xxx
Maße: L 40 × B 35 × Dicke 0,5 cm



Master Glide Flexi-M
Bestell nr. MC 001-7010
HMV-Nr.: beantragt, 22.29.01.3xxx
Maße: L 60 × B 35 × Dicke 0,5 cm



Master Glide Flexi-L
Bestell nr. MC 001-7020
HMV-Nr.: beantragt, 22.29.01.3xxx
Maße: L 60 × B 35 × Dicke 0,5 cm





▶ SCAN ME



Der Master Leg Royal kann um die Beine des Benutzers gewickelt werden und die Beine so zusammenhalten, dass der Helfer sie bei der Bewegung im Sitzen abstützen kann. Er ist auch ideal, wenn die Beine des Benutzers durch einen Helfer bewegt werden müssen.

Master Leg Royal
Bestell nr. MC 001-1683
Maße: L 100 x B 23 cm
Anzahl der Griffe: 2

- Bequeme Polsterung.
- Ermöglicht dem Helfer eine vorteilhafte Körperhaltung.
- Verschafft dem Benutzer Sicherheit.
- Ideal in Verbindung mit dem Gleitbrett Master Glide.
- Auch kombinierbar mit dem Stützgurt Master Belt.



Auto Slide Velours



Back



▶ SCAN ME

Turner



▶ SCAN ME

Seat



▶ SCAN ME

Nur in Verbindung mit Sicherheitsgurt
verwendbar.



Unser Original Auto Slide Velours ist eine einzigartige Hilfe zum Schutz von Rücken, Hüften und Knien beim Einsteigen und Aussteigen vom Autositz. Erhältlich in drei Ausführungen: Seat, Back und Turner.

- Ausgestattet mit einzigartigen Gleiteigenschaften.
- Weich und bequem zum Sitzen.
- Der Komfort des Sitzes bleibt unbeeinträchtigt.
- Bewegt den Benutzer richtig auf den Sitz und positioniert ihn.
- Haftet während der Fahrt von selbst.

Auto Slide Back Velours
Bestell nr. MC 001-8200
Maße: L 50 × B 50 cm
Anzahl der Griffe: 2



Auto Slide Turner Velours
Bestell nr. MC 001-8210
Maße: L 50 × B 50 cm
Anzahl der Griffe: 2



Auto Slide Seat Velours
Bestell nr. MC 001-8230
Maße: L 50 × B 50 cm
Anzahl der Griffe: 2



Master Turner Royal Combi-L



▶ SCAN ME



▶ SCAN ME




Das Wendelaken Master Turner Royal Combi-L deckt den gesamten Körper ab und hat Griffe für das Drehen von Hand oder mit Lifter.

Master Turner Royal Combi-L
Bestell nr. MC 001-1734
HMV-Nr.: beantragt 22.29.01.7xxx
Maße: L 200 × B 150 cm
Anzahl der Griffe: 24
Max. Belastbarkeit: 150 kg




- Neue königsblaue Farbe und weiche, hautfreundliche Oberfläche.
- Extra dünne, atmungsaktive, schweißabsorbierende und allergievorbeugende Polsterung.
- Neues, beidseitig beschichtetes Gleitmaterial mit längerer Haltbarkeit.
- Neue Griffe als Ausgleich für niedrige.
- Verwendung in Kombination mit den Matratzenbezügen MC 001-2920, MC 001-2605 oder MC 001-2607.



Matratzenbezug Vario-L ST
Bestell-Nr. MC 001-2620
HMV-Nr.: beantragt 22.29.01.7xxx
Maße: L 200 × B 85
Gleitbereich: L 200 × B 65 cm
Max. Belastbarkeit: 150 kg



Matratzenbezug Vario-L 2 E
Bestell nr. MC 001-2606
HMV-Nr.: beantragt 22.29.01.7xxx
Maße :L 200 × B 85 cm
Gleitbereich: L 200 × B 65 cm
Max. Belastbarkeit: 150 kg



Matratzenbezug Vario-L 3 E
Bestell nr. MC 001-2607
HMV-Nr.: beantragt 22.29.01.7xxx
Maße: L 200 × B 85 cm
Gleitbereich: L 200 × B 65 cm
Max. Belastbarkeit: 150 kg



Master Turner Royal Pro-XL



SCAN ME



SCAN ME



Das Wendelaken Master Turner Royal Pro-XL deckt den gesamten Körper ab und hat Griffe für das Drehen von Hand oder mit Lifter. Kann für schwerere bariatrische Benutzer empfohlen werden.

Master Turner Royal
Pro - XL

Bestell nr. MC 001-1747

HMV-Nr.: beantragt 22.29.01.7xxx

Maße: L 210 x B 200 cm

Antal händtag: 24

Max. Belastbarkeit: 400 kg



- Neue königsblaue Farbe und weiche, hautfreundliche Oberfläche.
- Extra dünne, atmungsaktive, schweißabsorbierende und allergievorbeugende Polsterung.
- Neues, beidseitig beschichtetes Gleitmaterial mit längerer Haltbarkeit.
- Neue Griffe als Ausgleich für niedrige Deckenhöhe
- Verwendung in Kombination mit den Matratzenbezügen MC 001-2636 oder MC 001-2637.

Matratzenbezug

Vario Cover - XL ST


Bestell nr. MC 001-2636

HMV-Nr.: beantragt 22.29.01.7xxx

Maße: L 200 x B 105 cm

Gleitbereich:

Maße: L 200 x B 85 cm



Matratzenbezug

Vario Cover - XXL ST D



Bestell nr. MC 001-2637

HMV-Nr.: beantragt 22.29.01.7xxx

Maße: L 215 x B 120 cm

Gleitbereich:

L 215 x B 100 cm




Master Comfort Lagerungskeile – XS



Eignen sich hervorragend dazu, unter dem Becken des Benutzers platziert zu werden, damit die Sitzstellung stabilisiert wird und der Benutzer nicht in das Bett hinabrutscht. Die Keile sorgen für optimale Abstützung und bestmöglichen Sitzkomfort, da sie sich perfekt an die Körperform anpassen. Sie können sowohl im Bett als auch im Rollstuhl verwendet werden.

Master Comfort
Lagerungskeile – XS
Satz aus 2 Keilen
Bestell nr. MC 001-8040
Maße: L 40 x B 15 x H 5 cm



Viskoelastischer Memoryschaum.



Master Comfort Rückenkeile



Master Comfort
Lagerungskissen – S
Bestell nr. MC 001-8019
Maße: L 70 × B 20 × H 40 cm



Sorgt für optimale Abstützung und ermöglicht Beweglichkeit, aber passt sich dennoch perfekt an die Körperform an und optimiert die Druckverteilung. Kann z. B. während der Seitenlage als stabile Abstützung der Beine oder des Rückens oder auch in der Sitzstellung im Bett zur Lagerung der Füße verwendet werden.




Antistatische Flamingobälle,
die nicht komprimiert
werden.

Master Comfort Lagerungskeile



Die Lagerungskeile sorgen für optimale Abstützung und optimieren die Druckverteilung. Sie werden aus druckentlastendem Schaum hergestellt, der sich nach dem Körper formt und perfekt z. B. vor dem Bauch, hinter dem Rücken oder an den Seiten abstützt oder u. a. verhindert, dass der Benutzer ins Bett hinabrutscht.

Master Comfort Lagerungskeil – S
Bestell nr. MC 001-8035
Maße: L 30 × B 25 × H 14 cm



Viskoelastischer
Memoryschaum.


Master Comfort Rückenkeiler



Master Comfort Rückenkeiler – kurz
Bestell nr. MC 001-8070
Maße: L 30 x B 30 x H 25 cm



Die Rückenkeile sorgen für optimale Abstützung, ermöglichen Beweglichkeit und passen sich perfekt an. Sie sind so aufgebaut, dass man sie nicht flachdrücken kann. Man kann mit ihnen u. a. in der Seitenlage den Rücken, in der Sitzstellung die Ellbogen oder im Liegen die Knie abstützen.



Kaltschaumkern ummantelt mit viskoelastischem Memoryschaum



RUSSKA

Exklusiver Vertrieb
Ludwig Bertram GmbH
30916 Isernhagen

Telefon: 05136 9759-0
Telefax: 05136 9759-555
E-Mail: info@ruska.de
Internet: www.ruska.de