

The Original Nordic Human Handling Concept

Banana Flo

Luftassisterede løfte- og overflytningsmadrasser

- Stabil overflytning
- Ingen løft
- Enkel betjening
- Meget driftssikker

Fås i 3 størrelser

Med regulerbar hovedstøtte.

Kraftig driftssikker pumpe.



ii
master-care.dk

00 44 1253 28828
www.master-care.dk



VI HAR ALLE VERKTØJERNE OG DEN VIDEN DU BEHØVER

100 % dansk ejet virksomhed

master care A/S er en 100 % dansk ejet virksomhed, som fremstiller danskudviklede produkter. Vi kan i år fejre **40 år** som de førende aktiverings- og forflytningsspecialister på det danske marked.

Kompetente fagkyndige konsulenter

Med vores fagkyndige team af ergo- og fysioterapeuter, besidder vi en af Danmarks stærkeste konsulentgrupper indenfor vores fagområde.

Bredere sortiment

Vi vækster markant og har i år glæden af at præsentere en buket nye egenudviklede, samt forhandlede produkter og kan således tilbyde et endnu bredere sortiment.

Fremstilling i EU

Vores forflytningskoncept er karakteriseret ved unikke tekniske løsninger. Vi lægger vægt på bæredygtighed, kvalitet og har en solid erfaring med produktion udelukkende i Danmark og EU. Vi tilstræber konstant at være den absolut førende udbyder af enkle, visionære og unikke hjælpemidler.



Vidar Geitrheim, CEO

**MDR (EU)
2017-745**

Alle vore produkter fremstilles i tråd med MDR forordningen og har fået tildelt UDI-DI numre.

Vores produkter er underlagt Lægemiddelstyrelsen, hvor der føres skarp kontrol med at vi lever op til standarder for sikker mærkning, brugervejledninger, risikoanalyse mm.



BananaFlo

Luftassisteret SPU overflytningsmadras.

NYHED



Meget kraftig
pumpe,
sørger for stabil
overflytning.



- B-Flo bruges ved overflytning mellem to lejer. Den tilføres luft fra en kraftige kompressor, hvilket nedsætter friktion, øger patientkomfort samt nedsætter risikoen for arbejdsskader.
- Let og simpel at anvende.
- Fås i 86, 99 og 127 cm bredde med længden 198 cm.
- Max. belastning 453 kg.
- Patienten kan ligge permanent på madrassen (husk en individuel risikovurdering).
- Anti-statisk og anti-mikrobiel belægning samt latexfri.
- Kompatibel med røntgen og MR.



Art nr. 200-5010 B-FloPump



Art nr. 200-5034 B-Flo34



Art nr. 200-5039 B-Flo39



Art nr. 200-5050 B-Flo50



Art nr. 200-5100 B-Flo Wagon

FloJac

Stabil og intuitiv luftassisteret løfte- og evakueringspude.

NYHED



Fra gulv til
sengehøjde på
kun 48 Sek



MD CE

- FloJac er let og intuitiv at bruge: Luft tilføres fra kompresoren, hvert niveau fyldes og bringer patienten sikkert og stabilt fra liggende på gulv/jorden til en god arbejdshøjde uden at vippe fra side til side.
- Nedsætter risikoen for arbejdsskader hos hjælperne.
- Kraftig kompressor - fuld oppustet på kun 48 sekunder.
- Størrelse: B 99 cm x L 198 cm.
- Selvstændig oppustelig del til overkrop for øget komfort.
- Max. belastning 500 kg.
- Sikrer god overflytningshøjde - ideel kombineret med B-Flo.
- Kan bruges til CPR når den er fuld oppustet.
- Egenvægt: 12 kg / Flo pumpe: 5,5 kg.

Flo Air Transfer Mattress

Single Patient Use

The Flo air transfer mattress is designed for a safe and comfortable transfer or repositioning of a patient, with minimal effort required by staff.

Seamless care throughout the hospital

The Flo air transfer mattress can be used for transferring and repositioning throughout the patient's hospital stay. It can be used across multiple departments, including but not limited to operating theatre, emergency department and intensive care units.

Reduction in pressure injuries

The Flo mattress can remain in-situ under patient for continual care. Pressure mapping tests carried out by an independent test house, comparing mattress and sheet to mattress and Flo mattress demonstrated a reduction in pressure when the patient is on a Flo mattress compared to a standard sheet.

Reduction in friction and shear

When connected to the B-FLOPUMP and filled with air, the mattress reduces friction and shearing therefore reducing the effort required by staff to move the patient, helping to reduce staff injuries*.

Reduction in infection control risks

The Flo mattress is constructed from a single patient use material, ideal for operating theatres and ICU where infection prevention is a priority. The use of SPU devices helps to minimise the risk of cross-contamination and results in lower laundry costs.



Suitability and compatibility

The material of the Flo mattress is radiolucent and the studs are made from non-ferrous material. It's suitable for use in Magnetic Resonance Imaging (MRI), Computed Tomography (CT) and X-ray environments.

The Flo Air Transfer Mattress has been tested in accordance with the following and has met all standards:

- EN ISO10993-10 biological evaluation of medical devices for skin sensitization
- ISO 8191.1 and EN 1021.1 standards for ignitability
- ASTM D 1230:2017 standards for flammability

*Wiggermann, N., Zhou, J. and McGann, N. (2020). Effect of Repositioning Aids and Patient Weight on Biomechanical Stresses When Repositioning Patients in Bed. *Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society*, 63(4), p.001872081989585. doi: <https://doi.org/10.1177/0018720819895850>.

Patienten kan ligge permanent på B-Flo overflytningsmadrassen.



Produkt egenskaber

- 453kg (1000lbs) SWL.
- Single-patient use.
- Anti static og anti-microbiel coating.
- De vævede håndtag er forstærkede for ekstra styrke.

Reducerer belastnings-skader hos personalet.

Øger patient komforten.

Dobbelt syede sømme for øget holdbarhed.

Kompatibel med røntgen og MR.



www.hainesmedical.dk

Haines
MEDICAL AUSTRALIA

Ph (08) 8294 5999

www.hainesmedical.com.au

The Original Nordic Human Handling Concept

Master TURNER[®]

Ud over luftassiterede løfte- og overflytnings-systemer er vi også produsent af de originale Master Turner Vendesystemer, samt utallige varianter af puder og kiler til lejring- og positionering.



MDR (EU) 2017-745



Class 1

Version 20250101 V1



Jylland og Fyn



Louise Vilner Jensby, fysioterapeut
Salg Jylland og Fyn.
Produkt og forflytnings specialist.

📞 +45 21 26 25 17

✉️ louise@master-care.dk




Sjælland og øerne



Hákun Bruun Jacobsen,
Ergoterapeut
Sjælland og Øerne, Eksport.
Produkt og forflytnings specialist.

📞 +45 20 66 77 68

✉️ hakun@master-care.dk



Danmark



Louise Dreier Jørgensen, fysioterapeut
Danmark
Produkt udvikling og forflytnings specialist.

📞 +45 51 40 13 10

✉️ louisedreier@master-care.dk

The Original Nordic Human Handling Concept



master care A/S

Sofienlystvej 3, DK-8340 Malling

info@master-care.dk

Tel. 86 93 85 85

