

Luftassisteret SPU overflytningsmadras.

**NYHED**




- B-flo bruges ved overflytning mellem to lejer. Den tilføres luft fra en kraftige kompressor, hvilket nedsætter friktion, øger patientkomfort samt nedsætter risikoen for arbejdsskader.
- Let og simpel at anvende
- Fås i 86, 99 og 127 cm bredde med længden 198 cm.
- Max. belastning 453 kg.
- Patienten kan ligge permanent på madrassen (husk en individuel risikovurdering).
- Anti-statisk og anti-mikrobiel belægning samt latexfri.
- Kompatibel med røntgen og MR.




Art nr. 200-5010 B-FloPump



Art nr. 200-5034 B-Flo34



Art nr. 200-5039 B-Flo39



Art nr. 200-5050 B-Flo50



Art nr. 200-5100 B-Flo Wagon

