

Comfort Care 2026

The Original Nordic Human Handling Concept

Trykaflastende hjælpemidler der gør hverdagen nemmere.

Velkommen til Master Comfort og *Giwik* serien. - FOR ALLE

Forebyggelse af tryksår og optimering af komfort kræver en helhedsorienteret tilgang, hvor positionering, hygiejne og hudpleje spiller en central rolle.

Regelmæssige stillingsskift og en naturlig udnyttelse af kroppens bevægelsesmønstre er afgørende for at reducere trykbelastning, minimere friktion og understøtte en sund blodcirkulation.

Hos master care har vi gennem vores mangeårige erfaring med forflytningsløsninger arbejdet målrettet på at udvikle produkter, der ikke blot forebygger tunge løft, men også beskytter huden mod skadelig friktion og vrid.

Master Comfort-serien er resultatet af denne indsats. Vores lejringspuder og -kiler kombinerer trykaflastende skum og krøyerkugler for at sikre optimal støtte, stabilitet og komfort. Udviklingen af disse produkter er sket i et langvarigt og vedvarende samarbejde med vores samarbejdspartnere inden for regioner og kommuner, herunder sygehusvæsenet, ældreområdet, handicapområdet og det sociale område. Gennem tæt dialog og fælles udvikling har vi sikret, at vores løsninger imødekommer de daglige behov i praksis og skaber reel værdi for både borgere og sundhedspersonale.

Med Master Comfort ønsker vi at understøtte en tryk og værdig pleje, hvor komfort og forebyggelse går hånd i hånd, og hvor faglig viden og praktisk erfaring danner grundlaget for bedre lejringsløsninger



MDR (EU) 2017-745



Comfort



master-care.dk

Inholdsfortegnelse

Side 1.	Master Comfort Lejringspuder. Master Comfort Lejringspuder.
Side 2.	Master Comfort Armpuder. Master Comfort Cylinderpuder.
Side 3.	Master Comfort Støttekiler Master Comfort Lejringskiler.
Side 4.	Master Comfort Rygkiler. Master Comfort Hælekiler.
Side 5.	Master Comfort Sleep Helkropspude. Giwik Ankle Pad.
Side 6.	Giwik Arm/Albow Pad. Giwik Knee Pad.
Side 7.	Giwik Mutli Pad (Arme/Heel/Foot). Giwik Adult Arm Pad.
Side 8.	Giwik Kids Arm Pad (Black) Giwik Adult Arm Pad.





Master Comfort Lejringspuder giver optimal støtte, tillader bevægelighed, men tilpasser sig perfekt til kropsformen og optimerer trykfordeling.

Master Comfort Lejringspuder

Master Comfort Lejringspude-XS

MC 001-8015
HMI: 717193
UDI-DI: 5744001971437
Størrelse: L 50 x B 20 x H 10 cm



Betræk til MC 001-8015

Art nr. MC 001-8015
HMI: 137066
UDI-DI: 5744001974520
Størrelse: L 50 x B 20 x H 10 cm



Master Comfort Lejringspude - S

MC 001-8019
HMI: 50150
UDI-DI: 5744001971468
Størrelse: L 70 x B 20 x H 20 cm



Betræk til MC 001-8019

MC 001-8022
HMI: 137076
UDI-DI: 5744001974537
Størrelse: L 70 x B 20 x H 20 cm



Master Comfort Lejringspuder

Master Comfort Lejringspude - M

MC 001-8020
HMI: 45939
UDI-DI: 5744001971745
Størrelse: L 70 x B 30 x H 30 cm



Betræk til MC 001-8020

MC 001-8023
HMI: 137080
UDI-DI: 5744001974544
Størrelse: L 70 x B 40 x H 30 cm



Master Comfort Lejringspude - L

MC 001-8021
HMI: 50151
UDI-DI: 5744001971482
Størrelse: L 70 x B 40 x H 40 cm



Betræk til MC 001-8021

MC 001-8021
HMI: 137081
UDI-DI: 5744001974551
Størrelse: L 70 x B 40 x H 40 cm



Master Comfort Lejringspuder Giver optimal støtte, tillader bevægelighed, men tilpasser sig perfekt til kropsformen og optimerer trykfordeling. De kan bruges fx som stabil understøttelse af ben eller i ryggen under sideleje eller alternativ til lejrning af fødder siddende i sengen.





Master Comfort Armpuder

Master Comfort Armpude - M

MC 001-8018
HMI: 134201
UDI-DI: 5744001974254
Størrelse: L 70 m x B
19-27
x H 8 cm



Betræk til MC 001-8018

MC 001-8012
HMI: 137078
UDI-DI: 5744001974674
Størrelse: Lm 70 x B
19-27
x H 8 cm



Master Comfort Armpude - L

MC 001-8017
HMI: 71683
UDI-DI: 5744001971451
Størrelse: L 89 x B 36
x H 10 cm



Betræk til MC 001-8017

MC 001-8013
HMI: 137079
UDI-DI: 5744001974681
Størrelse: L 89 x B 36
x H 10 cm



Master Comfort Armpuder giver optimal støtte, tillader bevægelighed, tilpasser sig perfekt til kropsformen og optimerer trykfordeling. Den drøbeformede pude monteres med burband på fx kørestolens håndtag eller sengehesten, så den ikke falder på gulvet.

Master Comfort Cylinderpuder



Master Comfort Cylinderpude - S

MC 001-8025
HMI: 45942
UDI-DI: 5744001971499
Størrelse: L 30 x Ø 15 cm



Betræk til MC 001-8025

Art nr. MC 001-8026
HMI: 137067
UDI-DI: 5744001974568
Størrelse: L 30 x Ø 15 cm



Master Comfort Cylinderpude - M

MC 001-8080
HMI: 36384
UDI-DI: 5744001971697
Størrelse: L 50 x Ø 15 cm



Betræk til MC 001-8080

Art nr. MC 001-8081
HMI: 137068
UDI-DI: 5744001974643
Størrelse: L 50 x Ø 15 cm



Master Comfort Cylinderpude - L

MC 001-8030
HMI: 45943
UDI-DI: 5744001971505
Størrelse: L 100 x Ø 15 cm




Betræk til MC 001-8031

Art nr. MC 001-8031
HMI: 45943
UDI-DI: 5744001974575
Størrelse: L 100 x Ø 15 cm



Master Comfort Cylinderpuden. Fleksibel pude til fx lejring af nakke, hånd, ben og albue. Som aflastning i siddende og liggende stillinger.





Master Comfort Støttekiler

Støttekiler - XS Sæt a 2 stk.

MC 001-8040

HMI: 36382

UDI-DI: 5744001971543

Størrelse: L 40 x B 15

x H 5 cm



Master Comfort Støttekiler XS er i trykafastende støttekile imemory skum, der former sig efter kroppen og hindre bruger i at glide ned i sengen.

Dette grundet af at den er belagt med skridsikker underside der låser mod alle underlag.

Master Comfort Lejringskiler



Master Comfort Lejringskile - S

MC 001-8035

HMI: 102744

UDI-DI: 5744001971512

Størrelse: L 30 x B 25 x H 14 cm



Betræk til MC 001-8035

MC 001-8043

HMI: 137071

UDI-DI: 5744001974599

Størrelse: L 30 x B 25 x H 14 cm




Master Comfort Lejringskile - M

MC 001-8050

HMI: 34331

UDI-DI: 5744001971574

Størrelse: L 43 x B 25 x H 14 cm



Betræk til MC 001-8050

HMI: 137022

UDI-DI: 5744001974605

L 45 x B 25 x H 14 cm




Master Comfort Lejringskile-L

MC 001-8060

HMI: 36383

UDI-DI: 5744001974605

Størrelse: L 60 x B 25 x H 14 cm



Cover til MC 001-8060

MC 001-8063

HMI: 137073

UDI-DI: 5744001974612

Størrelse: L 60 x B 25 x H 14 cm



Master Comfort Lejringskile er i trykafastende skum, der former sig efter kroppen og er ideel som fx. større foran mave og gør vendingen tryk, bag ryg, i siderne. Grundet dens skridsikre underside er lejringskilen også ideel placere diagonalt under hofter i sider for at hindre bruger i at glide ned i sengen mm.



Master Comfort Rygkiler


Master Comfort Rygkile - Kort

MC 001-8070
HMI: 28035
UDI-DI: 5744001971635
Størrelse: L 30 x D 30 x H 25 cm



Betræk til MC 001-8070

MC 001- 8073
HMI: 137074
UDI-DI: 5744001974629
Størrelse: L 30 x B 30 x H 25 cm



Master Comfort Rygkile - Lang

MC 001-8075
HMI: 28036
UDI-DI: 5744001971666
Størrelse: L 60 x B 30 x H 25 cm



Betræk til MC 001-8075

MC 001- 8078
HMI: 137075
UDI-DI: 5744001974636
Størrelse: L 60 x B 30 x H 25 cm



Master Comfort Rygkilerne giver optimal støtte, tillader bevægelighed og tilpasser sig perfekt. Opbygningen gør at den ikke kan trykkes flad. Modsat almindelige koldskumskiler, er ydersiden belagt med 5 mm memory skum. Dette for at undgå trykskader mod yderpunkter. Anvendes til fx. at støtte brugerens ryg i sideleje, under albuer i siddende eller understøttelse af knæ i liggende mm.

Master Comfort Hælepuder



Master Comfort Heel - S

MC 001-8090
HMI: 136638
UDI-DI: 5744001974780
Størrelse: L 65 m x B 40 cm



Cover til MC 001-8090

MC 001-8091
HMI: 136858
UDI-DI: 5744001974803
Størrelse: Lm 65 x B 40 cm



Master Comfort Heel - L

MC 001-8095
HMI: 136639
UDI-DI: 5744001974797
Størrelse: L 65 x B 70 cm



Cover til MC 001-8095

MC 001-8096
HMI: 186859
UDI-DI: 5744001974810
Størrelse: L 65 x B 70 cm



Master Comfort Hælepude er en trykaflastende pude til fx beskyttelse og aflastning af hæle. Puden er formstabil og har meget gode langtidsegenskaber.



Master Comfort Sleep Sleep Helkropspude

Master Comfort Sleep

MC 001-8085

HMI: 136598

UDI-DI: 5744001974650

Størrelse: L 200 x B 50 cm



Betræk til MC 001-8085

MC 001-8086

HMI: 136637

UDI-DI: 5744001974667

Størrelse: L 200 x B 50 cm



Master Comfort Sleep kan placeres foran eller bag kroppen i sideleje eller som U-pude under hovedet og langs kroppens side i rygleje. Blødt, elastisk cover kan tilkøbes.

Giwik
- FOR ALLE
Ankle Pad



Giwik Ankle Pad

Art nr. GW 2002

HMI: 101623

UDI-DI: 5744001974735

Størrelse:

Udvendig diameter 46 cm,

Indvendig diameter 35 cm



Giwik Ankle Pad forebygger tryk og beskytter anklen, uanset om man ligger på siden, eller på ryg. Beskytter også, hvis man er siddende fx i en kørestol.



Giwik - FOR ALLE Arm/Elbow Pad

Giwik Arm/Elbow Pad
Art nr. GW 2000
HMI: 101621
UDI-DI: 5744001974728
Størrelse: L 31 x B 16 cm



Giwik Arm/Elbow Pad er et tubeformet overtræksærme med skumpolstret underside. Aflaster underarmen fra tryk fra overflader som armlen og bordplader. Skærmer ligeledes mod kolde overflader.



Giwik - FOR ALLE Knee Pad



Giwik Knee Pad
Art nr. GW 2004
HMI: 139264
UDI-DI: 5744001974759
Størrelse:
Udvendig diameter 61 cm
Indvendig diameter 43 cm



Giwik Knee Pad er en unik måde at beskytte knæet både nat og dag. Samtidigt holdes knæet varmt. Puden er solidt polstret med skum og har en blød, hudvenlig jersey på ydersiden. Utrolig nem at tage på og af.



Giwik
- FOR ALLE

Multi Pad (Arm/Heel/Foot)

Giwik Multi Pad

Art nr. GW 2003

HMI: 101624

UDI-DI: 5744001974742

Størrelse: L 31 x B 16 cm



Giwik Multi Pad er fremstillet i blødt elastisk materiale med en indbygget trykaflastende skumpude. Derudover har puden antiskrid belægning på undersiden, der sikrer at foden ikke glider af kørestolens fodstøtter eller mod liggeunderlaget.



Giwik - FOR ALLE Adult Arm Pad

Giwik Adult Arm Pad

til voksen krykker.

Sættet består af en håndpude og en Armpude.

Art nr. GW 2010

HMI: 101476

UDI-DI: 5755001974902

Størrelse:

Udvendig diameter: 17 cm

Indvendig diameter: 15 cm



Giwik Adult Arm Pad til krykker.

Det bløde polster virker trykaflastende mod håndfladen under gang med krykker.

Leveres i to dele.



Giwik
- FOR ALLE

Kids Arm Pad (Black)

Giwik Kids Arm Pad

til børne krykker.
Sættet består af en Hånd
og en Armpude.
Art nr. GW 2009
HMI: 101620
UDI-DI: 5744001974896
Størrelse:
Udvendig diameter: 16 cm
Invendig diameter: 9 cm



Giwik Kids Arm Pad til krykker - fås til børn eller voksne. Det bløde polster forebygger smerter i håndfladen og beskytter underarmen mod tryk og sår under gang med krykker. Håndpuden monteres med burrebånd omkring krykken. Armpuden er indsyet i den smarte pose. Leveres i to dele.

Giwik
- FOR ALLE

Adult Arm Pad (2)



Giwik Adult Arm Pad (2)

Sæt med 2 stk.
Art nr. GW 2007
HMI: 103464
UDI-DI: 5744001974872
Størrelse:
Udvendig diameter 20,5 cm
Indvendig diameter 15 cm



Giwik Adult Arm Pad (2) til rollator, kørestolsgreb eller genoptræningsmaskiner.

De bløde, polstrede rør monteres let omkring kørestolens eller rollatorens greb. Puderne beskytter og trykflaster håndflader under gange. Er specielt velegnet for brugere med smærter og følsomme hænder.

- 
- Produktkvalitet
 - Funktionalitet
 - Livskvalitet

The Original Nordic Human Handling Concept



HUMAN HANDLING CONCEPT

master **care** A/S - Sofienlystvej 3, DK-8340 Malling
www.master-care.dk / info@master-care.dk
Tel. 86 93 85 85



DANISH **WOUND**
HEALING SOCIETY

master care A/S er medlem af og støtter: **DANSK SELSKAB FOR SÅRHELING**

