



Nutidens glide- og overflytningshjælpemidler

# Master SLIDE

CT



## Produktbeskrivelse

Master SLIDE CT består af en polstret rørformet glidemadras med glat yder- og inderside. Glidematerialet er specialfremstillet nylon med HLF (Hyper Low Friction).  
Polstringen består af Økotex fibervat.



## Anvendelse

Ved anvendelse af Master SLIDE CT er det muligt at forflytte brugeren længere ind i CT scanneren.



## Fordele

- Muliggør forflytning af bruger liggende på CT-leje
- Nem at placere
- Har unikke glideegenskaber HLF
- Har lav vægt

**!** Dør må ikke anvendes skyld- eller blægmidler, da dette forringar glidestofaletten.



Art.no.	Hmi no.	Produktbetegnelse	Model	Størrelse	L/B	Vægt
MC 002-1385	80961	Master SLIDE	CT	L 120 x B 40 cm	B	320 g